

 Nestlé Health
Science

Compat[®]

Produktinformationen





Compat Ella® Pumpe

Innovative, mobile Ernährungspumpe mit benutzerfreundlichem Farbdisplay sowie Sprachauswahl.

- leicht und mobil, kann in jeder Position betrieben werden
- kontinuierliches oder Intervall-Programm mit Förderraten (1 – 600 ml/h), mit oder ohne Zielvolumenvorgabe (1 – 4000 ml)
- übersichtliche U-förmige Tastatur
- Farbdisplay mit leicht verständlichen Symbolen und Volltext-Zeile
- verschiedene Anzeigen für Volumen (verabreichtes Volumen, Gesamtvolumen, 30-Tage-Ernährungsverlauf)
- Tasten- und Applikationsvorgaben-Sperre
- bis 24-Stunden Akkubetrieb
- +/- 5% Fördergenauigkeit
- kann unter fließendem Wasser gereinigt werden
- Anschluss für Zentralrufanlage und PDMS

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat Ella® Pumpe	12367032	7364521	-
Compat Ella® Schwesternruf-Kabel	12279521	-	-
Compat Ella® PDMS-Kabel	12277770	-	-



Compat Ella® Universalset

- für Compat Ella®-Ernährungspumpe
- Universalanschluss (Entlüftung mit Mikrobenfilter) mit ENPlus-Spike für alle Arten von Behältern
- 230 cm Schlauchlänge
- Patentierte Auto-Anti-Free-Flow Technologie
- Medikationsport: ENFit® Dreiwegehahn mit Schutzkappe
- distales Ende: ENFit® Konnektor mit Schutzkappe
- frei von DEHP, BPA und Latex*




Compat Ella® Spike Set

- für Compat Ella®-Ernährungspumpe
- mit ENPlus-Spike für SmartFlex® und vorgefüllte Nahrungsbeutel mit ENPlus
- 230 cm Schlauchlänge
- Patentierte Auto-Anti-Free-Flow Technologie
- Medikationsport: ENFit® Dreiwegehahn mit Schutzkappe
- distales Ende: ENFit® Konnektor mit Schutzkappe
- frei von DEHP, BPA und Latex*

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat Ella® Universalset	12298206	7103565	7103559

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat Ella® Spike Set	12298203	7103542	7103536



Compat Ella® Doppel-Spike Set

- für Compat Ella®-Ernährungspumpe
- für die simultane Ernährung und / oder Flüssigkeitszufuhr via zwei separat konnektierte Behälter
- mit ENPlus-Spike für SmartFlex® und vorgefüllte Nahrungsbeutel mit ENPlus
- 230 cm Schlauchlänge
- Patentierte Auto-Anti-Free-Flow Technologie
- Medikationport: ENFit® Dreiwegehahn mit Schutzkappe
- distales Ende: ENFit® Konnektor mit Schutzkappe
- frei von DEHP, BPA und Latex*



Compat Ella® Combiset 1.5 L

- für Compat Ella®-Ernährungspumpe
- mit integriertem Leerbeutel (1,5 Liter) aus EVA
- 230 cm Schlauchlänge
- Patentierte Auto-Anti-Free-Flow Technologie
- Medikationport: ENFit® Dreiwegehahn mit Schutzkappe
- distales Ende: ENFit® Konnektor mit Schutzkappe
- frei von DEHP, BPA und Latex*

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat Ella® Doppel-Spike Set	12297288	7103499	7103482

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat Ella® Combiset 1.5 L	12298202	7103513	7103507



Compat Ella® Rucksack

- für den Gebrauch mit der Compat Ella® Pumpe sowie dem Compat Ella® Rucksackeinsatz / Tischständer
- geeignet für Erwachsene und Kinder
- kompatibel mit den gängigsten Behältern bis 1000 ml
- Klappe mit Reißverschluss für ein rasches Überprüfen oder Programmieren der Compat Ella®
- abnehmbarer Tragegurt für zusätzliche Tragemöglichkeiten im Rollstuhl oder als Schultertasche

Compat Ella® Rucksackeinsatz / Tischständer

- Zubehör mit Doppelfunktion: Für Pumpe und Nahrung im Compat Ella® Rucksack unterwegs oder als eigenständiger Tischständer
- kann mit den gängigsten Sondennahrungsbehältern bis 1500 ml verwendet werden (ausziehbarer Nahrungshalter, verstellbare Gurte)

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat Ella® Rucksack	12277736	6429916	-

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat Ella® Rucksackeinsatz / Tischständer	12277737	6429891	-



Compat® Schwerkraft Universalset

- zur Nahrungsgabe per Schwerkraft
- Universalanschluss (Entlüftung mit Mikrobenfilter) mit ENPlus-Spike für alle Arten von Behältern
- 190 cm Schlauchlänge, mit Tropfkammer
- Rollklemme mit Aufhängung für Sondenanschluss
- Medikationsport: ENFit® Y-Anschluss mit Schutzkappe
- distales Ende: ENFit® Konnektor mit Schutzkappe
- frei von DEHP, BPA und Latex*



Compat® Schwerkraft Combiset 1.5 L

- zur Nahrungsgabe per Schwerkraft
- mit integriertem Leerbeutel (1,5 Liter) aus EVA
- 190 cm Schlauchlänge, mit Tropfkammer
- Rollklemme mit Aufhängung für Sondenanschluss
- Medikationsport: ENFit® Y-Anschluss mit Schutzkappe
- distales Ende: ENFit® Konnektor mit Schutzkappe
- frei von DEHP, BPA und Latex*

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat® Schwerkraft Universalset	12298230	7103683	7103677

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat® Schwerkraft Combiset 1.5 L	12298204	7103714	7103708



Compat® Flexibagge® 1.5 L

- Leerbeutel für die enterale Verabreichung von Sondennahrung und/oder Flüssigkeiten
- mit ENPlus-Anschluss
- Fassungsvermögen: 1,5 L
- integrierter Aufhänger und weite Öffnung
- aus EVA, einem weichen, für Lebensmittel geeigneten Material
- frei von DEHP, BPA und Latex*

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat® Flexibagge® 1.5 L	12306162	6991598	6986479



Compat® Flexibagge® 0.5 L

- Leerbeutel für die enterale Verabreichung von Sondennahrung und/oder Flüssigkeiten
- mit ENPlus-Anschluss
- Fassungsvermögen: 0,5 L
- integrierter Aufhänger und weite Öffnung
- aus PE, einem für Lebensmittel geeigneten Material
- frei von DEHP, BPA und Latex*

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat® Flexibagge® 0.5 L	12440917	7767375	7767374




Compat® Soft

Nasogastrale Ernährungs sonden für die enterale Ernährung

- mit einfachem ENFit®-Anschluss
- aus weichem, röntgenkontrastfähigem Polyurethan
- mit vormontiertem und vorgeschmiertem Mandrin (ausser Compat® Soft 5FR)
- mit abgerundetem distalen Ende
- frei von DEHP, Latex und BPA*

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat® Soft Junior 5FR 50cm <i>Pädiatrie-Universalsonde (ohne Mandrin)</i>	12363073	7468427	7468350
Compat® Soft Junior 6FR 90cm S <i>Pädiatrie-Universalsonde</i>	12362546	7468410	7468344
Compat® Soft 8FR 120cm S <i>Magen-, Dünndarm-Universalsonde</i>	12363210	7468404	7468338
Compat® Soft 10FR 120cm S <i>Magen-, Dünndarm-Universalsonde</i>	12362842	7468396	7468321
Compat® Soft 12FR 120cm S <i>Magen-, Dünndarm-Universalsonde</i>	12362605	7468373	7468315
Compat Soft® 14FR 120cm S <i>Magen-, Dünndarm-Universalsonde</i>	12363179	7468367	7468309



Compat® DualPort

Einlumige nasogastrale Sonde mit einem Zweifach-Port zur:

1. Verabreichung von Sondennahrung, Flüssigkeit und Medikamenten über den spezifischen enteralen Ernährungs-Konnektor ENFit® und
2. Gastrale Drainage / intermittierende Ableitung vom Mageninhalt über den ENLock-Typ Konnektor

- ermöglicht die gastrale Ernährung sowie Drainage / Aspiration
- aus weichem, röntgenkontrastfähigem Polyurethan
- mit vormontiertem und vorgeschmiertem Mandrin
- mit Klemmen, um Undichtigkeiten zu vermeiden
- mit abgerundetem distalen Ende
- frei von DEHP, Latex und BPA*

Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat® DualPort 14FR 120 cm S	12391311	-	7533113

Compat® Modum

Zubehör zur gastralen Aspiration von Magenrestinhalt in einem geschlossenen System.
Zur Verwendung in Verbindung mit geeigneten Spritzen und Sammelbeuteln.

- erleichtert das Absaugen von Magenflüssigkeit und die Ermittlung des gastralen Residualvolumens
- kann auch zur enteralen Ernährung und Medikationszufuhr eingesetzt werden
- kompatibel mit den meisten enteralen Ernährungssonden, Medikationsdispensern, Drainage- und Aspirationssystemen
- frei von DEHP, BPA und Latex*



Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat® Modum	12340186	-	7103795



Compat® ENFit® Übergangsadapter

Adapter zur Konnektierung von ENFit® Überleitsets und ENFit® Medi-Port

Adapter A:

Zur Konnektierung eines ENFit®- Überleitsets mit einem ENLock-/ Trichter-Anschluss einer enteralen Ernährungssonde

Adapter B:

Zur Konnektierung einer Luer-/oralen/ENLock-Spritze mit einem ENFit®-Medi-Port



Bestellinformationen	Art.-Nr.	Pharmacode pro Stück	Pharmacode pro Karton
Compat® ENFit® Übergangsadapter	12334450	-	7227072

- * Überschreiten nicht die maximalen Konzentrationen von 0,1 % des gesamten DEHP (Di (2-Ethyl Hexyl) Phthalate)-Inhalts.
Kein Latex oder BPA wurde während des Herstellungsprozesses wissentlich hinzugefügt.
- Sofern nicht anders angegeben, gehören alle Markennamen der Société des Produits Nestlé S.A. oder werden mit Genehmigung verwendet.



Nestlé Suisse S.A., Nestlé Health Science
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey
Infoline: 0848 000 303
www.nestlehealthscience.ch